

Egerton sp. z o.o.
ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze
tel: 729086181
mail: info@egerton.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Krzesło bariatryczne XXL

DATA WYDANIA: 01/09/21



CE

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Prawidłowe zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

1. OZNACZENIA ZAWARTE W INSTRUKCJI:



-OZNACZENIE ZGODNOŚCI



- UWAGA!



produkt przystosowany do
przewozu samochodem

product suitable for transporting
in the car

2. ZASTOSOWANIE:

Krzesło może być wykorzystywane na każdym oddziale szpitalnym oraz wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba zapewnienia miejsca do siedzenia dla osoby z nadwagą i otyłością olbrzymią.

3. OPIS PRODUKTU:

Bento to siedzisko z udźwigniem ponad 300 kg wyróżniające się ergonomią i dopasowaniem do pacjenta. Aby lepiej dopasować krzesła do pacjentów producent rozróżnił dwie wersje – o szerokości siedziska 61 i 71 cm. Pozwala to dostosować fotel również do pomieszczeń i warunków, w jakim będzie użytkowany. Krzesło znakomicie sprawdza się w domach opieki, poczekalniach oraz w domowym zastosowaniu. Częstym problemem dla osób otyłych jest niezmienna wysokość i głębokość siedziska. Fotel Bento umożliwia regulację tych parametrów, dzięki temu wstawanie i siadanie na krzesło nie powoduje niebezpieczeństwa oderwania stóp pacjenta od podłoża. Wpływa to znacznie na poprawę bezpieczeństwa. Unikalne, powlekane podłokietniki o charakterze motylkowym ułatwiają wstawanie i siadanie na fotel. Ich konstrukcja wychodząca poza siedzisko przyczynia się do uzyskania dobrej przyczepności i nie uciska przy zmianach pozycji. Znacznie poprawia to komfort korzystania.

Fotel Bento umożliwia regulację głębokości oparcia - montuje się je na śrubach na kilku pozycjach do wyboru. Wysokość krzesła można dopasować poprzez wykręcanie stópek z nóżek. Dzięki temu wstawanie i siadanie na krzesło nie powoduje niebezpieczeństwa oderwania stóp pacjenta od podłoża. Wpływa to znacznie na poprawę bezpieczeństwa.



- PRZECIWWSKAZANIA:**

Krzesło przeznaczone jest do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych na twardych i płaskich powierzchniach.

5. DANE TECHNICZNE:

Szerokość	84 cm
Długość	80-101 cm
Wysokość	79-94 cm
Dopuszczalne obciążenie	325kg

6. OPIS MONTAŻU:

Nie wymaga montażu



7. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Nie należy wylewać środków medycznych ani żadnych płynów bezpośrednio na krzesło
Nie należy trzymać krzesła w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze

8. KONSERWACJA:

Krzesło należy przecierać suchą lub lekko zwilżoną szmatką z dodatkiem środka myjącego oraz zdezynfekować używanym powszechnie środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny. Należy czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydła, szamponu) w ciepłej wodzie, przy użyciu miękkiej gąbki lub szczotki. Miejsca bardziej zabrudzone pocierać gąbką lub miękką szczotką. Po wyczyszczeniu przetrzeć powierzchnię miękką szmatką nasączoną wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu. Następnie wytrzeć do sucha miękką szmatką. Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej.