

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Fotel bariatryczny



1. **Opis**
2. **Używanie**
3. **Zasady bezpieczeństwa**
4. **Eksploatacja**

1. OPIS

KRZESŁO BARIATRYCZNE Kod. 350765 zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić PACJENTOM BARIATRYCZNYM bezpieczne i wygodne siedzenie. Każde inne użycie należy uznać za niewłaściwe, dlatego też producent nie ponosi odpowiedzialności.

Ognioodporna tapicerka z poliuretanu o wysokiej gęstości i ogniotrwała zmywalna pokrywa z tworzywa sztucznego.

Tylne kółka ułatwiający przenoszenie fotela, **tylko gdy krzesło jest puste (brak siedzącego pacjenta).**

Wymiary ZEWNĘTRZNE	Wymiary WEWNĘTRZNE	Kubatura	Dopuszczalne Obciążenie	Waga
91x73x92h cm	76x60x48h cm	0,35 m ³	400 kg	27 kg

2. UŻYWANIE

Model 350765 nie wymaga montażu od razu jest gotowy do użycia.

Aby przesunąć krzesło, gdy pacjent nie siedzi, wykonaj następujące czynności:

- 1) **Oprzyj jedną stopę na czarnej plastikowej osłonie na ramie rurki;**
- 2) **Chwyć górną ramę za plecami i lekko odchyl krzesło do tyłu, aż dwie przednie nogi zostaną uniesione;**
- 3) **Popchnij krzesło, aby je przenieść;**



3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIE! Każdy użytkownik powinien się zapoznać z tymi zasadami)

- a) Maksymalna nośność wynosi 400 kg.

- b) Osoby nie zaznajomione z instrukcją obsługi nie mogą korzystać z fotela.
- c) Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo innych osób w obszarze roboczym.
- d) Przenoszenie fotela jest dozwolone tylko wtedy, gdy pacjent nie jest na nim osadzony!
- e) Jego użycie jest zabronione do innych celów.
- f) Usuń wszelkie przedmioty lub przeszkody, które mogą znajdować się w obszarze roboczym
- g) Upewnij się, że wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są dobrze dokręcone, aby pracować w warunkach doskonałego bezpieczeństwa.
- h) Ze względów bezpieczeństwa należy wymieniać zużyte lub uszkodzone części w odpowiednim czasie.

4. EKSPLOATACJA

- a) Po okresie tygodnia lub dwóch od rozpoczęcia użytkowania sprawdź wszystkie śruby, aby upewnić się, że żadna z nich nie działa luźno (KÓŁKA / SIEDZISKO / OPARCIE)
- b) Często sprawdzaj, czy śruby i nakrętki są dobrze dokręcone.
- c) Do czyszczenia fotela używaj łagodnego mydła i wody lub nieścierającego detergentu dezynfekującego do użytku szpitalnego. Zwilż szmatkę środkiem do czyszczenia i wyciśnij do sucha.