

WYPOSAŻENIE  
PLACÓWEK  
MEDYCZNYCH



adres: Egerton  
ul. Legnicka 21  
41-811 Zabrze  
tel.: 32 728 10 05  
faks: 32 757 91 44  
e-mail: info@egerton.pl

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### WÓZEK OPATRUNKOWY

#### DURO 2



DATA WYDANIA: 13.11.2015



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

## Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

## Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!

## Opis produktu

Wózek opatrunkowy odpowiedni dla każdej placówki medycznej. Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS. Ma prostą i przestrzenną konstrukcję. Jest funkcjonalny dzięki dużej przestrzeni użytkowej w postaci pojemników różnych kształtów i rozmiarów oraz łatwy do utrzymania w czystości dzięki dużym odstępom między półkami.

## Zastosowanie

Wózek Duro 2 służy do przewozu materiałów opatrunkowych. Wózek wykorzystywany we wszystkich oddziałach szpitalnych oraz gabinetach zabiegowych. Jest przeznaczony dla personelu medycznego jako sprzęt pomocniczy.

## Dane techniczne

Model	Duro 2
Wysokość	97 cm
Szerokość	82 cm
Głębokość całkowita	64 cm
Głębokość blatu	46 cm
Koła	4 duże z indywidualną blokadą

## Wyposażenie

- Kosz na odpady.
- 2 pojemniki na ostre odpady.
- Dodatkowy pojemnik uniwersalny.



## Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych uszkodzeń.
- Zabrania się użytkowania wózka w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
- Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.



## Przeciwwskazania

Brak przeciwwskazań.

## Konserwacja

Dla zachowania walorów estetycznych produkt należy czyścić wilgotną szmatką, za pomocą delikatnych detergentów. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco. Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować wózka w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu.

## Środki czystości

Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej.

Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.

Wózek należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny.

## Utylizacja

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.