

WYPOSAŻENIE  
PLACÓWEK  
MEDYCZNYCH



adres: Egerton  
ul. Legnicka 21  
41-811 Zabrze  
tel.: 32 728 10 05  
faks: 32 757 91 44  
e-mail: [info@egerton.pl](mailto:info@egerton.pl)

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### FOTEL ROZKŁADANY



DATA WYDANIA: 14.02.2015

## Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznaczących zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

## Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Uwaga!



120 kg

Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)

## Opis produktu

Fotel rozkładany (określany też mianem składanego łóżka) został zaprojektowany specjalnie na potrzeby osób odwiedzających swoich bliskich w szpitalach i innych placówkach medycznych. W formie złożonej funkcjonuje jako fotel, a w rozłożonej jako łóżko. Rama jest wykonana ze stali węglowej pokrytej farbą proszkową. Leże zostało wyłożone pianką poliuretanową pokrytą z zewnątrz materiałem skóropodobnym odpornym na przerwanie, ścieranie i przebarwienia.

## Zastosowanie

Fotel rozkładany jest przeznaczony dla osób towarzyszących choremu oraz personelu medycznego. Jest stosowany jako wyposażenie zarówno oddziałów pediatrii, jak i innych oddziałów szpitalnych. Umożliwia dłuższe towarzyszenie dziecku podczas rekonwalescencji, zapewniając wygodną pozycję siedzącą bądź leżącą. Fotel można przekształcić w łóżko, rozkładając jego segmenty, a po drzemce z powrotem złożyć do bardziej ekonomicznej formy fotela. Produkt zajmuje mało miejsca i można go łatwo przechowywać oraz transportować.

## Dane techniczne

Model	Hilo
Długość (złożony)	80 cm
Długość (rozłożony)	185 cm
Szerokość	60 cm
Wysokość	91 cm
Ciężar	30 kg
Koła	2 duże z indywidualną blokadą (pozostałe bez blokady)
Wytrzymałość całkowita	120 kg
Maksymalna waga pacjenta	120 kg



## Wyposażenie

Brak dodatkowego wyposażenia.

## Opis montażu

Instrukcja montażu stanowi osobny dokument w postaci prostych i przejrzystych rysunków dołączany do każdego egzemplarza produktu.



### Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Produkt nie służy do transportowania pacjenta.
- Produkt służy do spoczynku wyłącznie jednej osoby w tym samym czasie.
- Fotel jest przeznaczony dla osób o maksymalnej wadze ciała 120 kg.
- Produkt w wersji złożonej służy do siedzenia, a rozłożonej do leżenia. Zabrania się stawania na nim.
- Użytkowanie na podłożu niedającym odpowiedniego podparcia, tj. mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie zapieczonym, jest niedopuszczalne ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu.
- Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych uszkodzeń ramy nośnej wyrobu.
- Zabrania się użytkowania fotela w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
- W przypadku pozostawienia produktu w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych istnieje ryzyko nagrzania jego elementów.
- Przy składaniu i rozkładaniu produktu należy zachować szczególną ostrożność z powodu ryzyka przytrzaśnięcia palca.
- Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.



### Przeciwwskazania

Produkt nie powinien być stosowany:

- w przypadku pacjentów po przebytych urazach lub poddanych operacjom chirurgicznym w ostatnim czasie;
- w przypadku wystąpienia stanów zapalnych lub otwartych ran w obszarze ciała, które mają bezpośredni kontakt z produktem;
- w przypadku występowania bólu o niezidentyfikowanej przyczynie;
- w bezpośrednim kontakcie ze skórą – leże powinno być dodatkowo zabezpieczone, np. kocem.

### Konserwacja

Dla zachowania walorów estetycznych ramę należy czyścić wilgotną szmatką. Leże trzeba czyścić za pomocą delikatnych detergentów. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco.

Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować fotela (łóżka) w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu.

### Środki czystości

Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej.

Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.

Fotel (łóżko) należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny.

### Utylizacja

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.