

Egerton sp. z o.o.  
ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze  
tel: 32307 0098  
fax: 32 757 91 44  
mail: info@egerton.pl

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**  
**Szafka przyłóżkowa D-4**

DATA WYDANIA: 27/11/20




Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Prawidłowe zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

## 1. OZNACZENIA ZAWARTE W INSTRUKCJI:

 -OZNACZENIE ZGODNOŚCI

 - UWAGA!

 produkt przystosowany do przewozu samochodem  
product suitable for transporting in the car

## 2. OPIS PRODUKTU:

Kabi to nowoczesna szafka wykonana z grubościennego tworzywa ABS. Dzięki zastosowaniu takiego materiału szafka cechuje się całkowitą odpornością na korozję i może służyć przez wiele lat. Kolorystycznie szafka jest dopasowana do naszych łóżek

## 3. ZASTOSOWANIE:

Ten model szafki może być wykorzystywany na każdym oddziale szpitalnym. Ze względu na łatwość otwierania jest szczególnie poręczny dla pacjentów po urazach, osób starszych oraz o ograniczonej sprawności manualnej.



## • PRZECIWSKAZANIA:

Szafka przeznaczona jest do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych na twardej i płaskiej powierzchni.

## 5. DANE TECHNICZNE:

Szerokość	47,5 cm
Głębokość	47,5 cm
Wysokość	93 cm
Koła	4 koła w tym 2 z indywidualną blokadą

## 6. WYPOSAŻENIE:

Wysuwany blat pozwalający na spożywanie posiłków lub karmienie pacjenta.

Blat jest zabezpieczony krawędziami, co zapobiega zsuwaniu się z niego drobnych przedmiotów oraz skapywaniu rozlanych płynów.

Wieszaki do powieszenia ręczników i innych podręcznych rzeczy.

Wyciągana szuflada wykonana z jednoczęściowego odlewu.

Poręczna regulowana półka ułatwiająca dostosowanie szafki do bieżących potrzeb i maksymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni.

Specjalny uchwyt usprawniający otwieranie drzwiczek.

Półka na obuwie

## 7. OPIS MONTAŻU:

Nie wymaga montażu



### **8. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:**

Nie należy wieszać ciężkich przedmiotów na bocznym wieszaku szafki

Nie należy wylewać środków medycznych ani żadnych płynów bezpośrednio na szafkę

Nie należy trzymać szafki w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze

Nie należy opierać się ciężarem ciała o wysunięte elementy szafki

### **9.KONSERWACJA:**

Szafkę należy przecierać suchą lub lekko zwilżoną szmatką z dodatkiem środka myjącego oraz zdezynfekować używanym powszechnie środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny. Należy czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydła, szamponu) w ciepłej wodzie, przy użyciu miękkiej gąbki lub szczotki. Miejsca bardziej zabrudzone pocierać gąbką lub miękką szczotką. Po wyczyszczeniu przetrzeć powierzchnię miękką szmatką nasączoną wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu. Następnie wytrzeć do sucha miękką szmatką. W przypadku silnych zabrudzeń, nieusuwalnych metodami j.w., do przetarcia powierzchni można zastosować 25% ( max 40%) roztwór alkoholu etylowego. Odkładać spirytusem. Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej.

Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.