

WYPOSAŻENIE
PLACÓWEK
MEDYCZNYCH



adres: Egerton
ul. Legnicka 21
41-811 Zabrze

e-mail: info@egerton.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTA

EGERTON MOBIL 2



DATA WYDANIA: 16.11.2020



Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Wstęp

Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść do nieznaczących zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji



Oznaczenie zgodności



Uwaga!



220 kg Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)

Opis produktu

Wózek Mobil 2 ma stabilną konstrukcję, regulację wysokości, sprawny układ jezdny, niewielką masę i duże zwrotne koła, co umożliwi łatwy, szybki i bezpieczny transport pacjenta.

Zastosowanie

Wózek służy do transportu pacjentów. Znajduje zastosowanie na wszystkich oddziałach szpitalnych.

Dane techniczne

Model	SKB041-1B
Długość	190 cm
Szerokość	73 cm
Wysokość	57–87 cm
Ciężar	42 kg
Koła	4 duże blokowane indywidualnie
Regulacja segmentu oparcia pleców	75°
Wytrzymałość całkowita	220 kg
Maksymalna waga pacjenta	220 kg



Wyposażenie

- Barierki z tworzywa ABS zabezpieczające pacjenta.
- Stojak kroplówki.
- Uchwyt na butlę z tlenem.



Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Leże służy tylko do spoczynku dla jednej osoby w tym samym czasie, zabrania się stawiania na nim.
- Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych uszkodzeń ramy nośnej wyrobu.
- Zabrania się użytkowania w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
- Leże przeznaczone jest dla osób o maksymalnej wadze ciała 220 kg.

- W przypadku pozostawienia w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych istnieje ryzyko nagrzania jego elementów.
- Przy składaniu i rozkładaniu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko przytrzaśnięcia palca.
- Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.
- Na wózku nie należy składować żadnych przedmiotów ani płynów.
- Na częściach tapicerowanych nie kłaść przedmiotów ostrych i ciężkich mogących zniszczyć pokrycie.
- Nie siadać na ruchomym segmencie pleców.



Przeciwwskazania

Wózek nie powinien być stosowany:

- w przypadku wystąpienia stanów zapalnych lub otwartych ran w obszarze ciała, które mają bezpośredni kontakt z produktem;
- w przypadku występowania bólu o niezidentyfikowanej przyczynie;
- w bezpośrednim kontakcie ze skórą – leże powinno być dodatkowo zabezpieczone, np. kocem.

Konserwacja

Dla zachowania walorów estetycznych ramę należy czyścić wilgotną szmatką. Leże trzeba czyścić za pomocą delikatnych detergentów. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco.

Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować wózka w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu.

Środki czystości

Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej.

Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.

Wózek należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest Państwowego Zakładu Higieny.

Utylizacja

Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.

